

Cabina para PCR con recirculación aire y UV




● UVC/T-AR

*Cabina de limpieza mediante
UV de ADN/ARN*



● UVC/T-M-AR

*Cabina de limpieza mediante
UV de ADN/ARN*



● UVT-B-AR

*Cabina de limpieza mediante
UV de ADN/ARN*

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, están diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación.

Las cabinas de limpieza mediante UV están equipadas con una lámpara UV abierta instalada en la campara superior. La irradiación UV de las lámparas abiertas desinfecta el área de trabajo inactivando los fragmentos de ADN/ARN durante la exposición de 15–30 minutos. Un temporizador digital controla la duración de la irradiación UV directa. La lámpara de luz diurna proporciona una iluminación adecuada de la superficie de trabajo.

Las cabinas de limpieza mediante UV están equipadas con AR recirculador-purificador mediante UV bactericida de tipo flujo que proporciona una descontaminación constante en la cabina durante el funcionamiento. Se recomiendan para las operaciones con amplicones de ADN/ARN.

Modelo	Descripción	Sin Mesa	PVP
UVC/T-M-AR	UVC/T-M-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with TOUCHSCREEN, with inlet and built in socket	without table	2572,5
UVT-B-AR	UVT-B-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with TOUCHSCREEN, with inlet and built-in socket	without table	2178,05
UVC/T-AR	UVC/T-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with TOUCHSCREEN, with inlet	without table	2044,52
UVT-S-AR	UVT-S-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with TOUCHSCREEN , with inlet and built-in sockets	without table	3583,12

[DESCARGA DIFERENTES MODELOS](#)