

Zoncare iMAC 12

ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL



ADQUISICIÓN SIMULTANEA DE 12 DERIVACIONES EN TIEMPO REAL.

Ratio de muestreo digital de 32.000Hz. El mejor del mercado.

Conversión A/D de 24 bits. Electrónica de última generación

Estabilidad de línea base en menos de 1 seg.

Amplia frecuencia de respuesta: 0,01—350 Hz.

Pantalla 10,1". Color TÁCTIL, con capacidad de monitorización.

Algoritmo de análisis GLASGOW. Edad, sexo y etnia se contemplan.

Análisis segmento ST para el diagnostico del infarto de miocardio.

Análisis de arritmias, HRV y detección de marcapasos de doble pico.

Filtro adaptativo "IFILTER™" mejora significativamente la calidad del trazado.

Impresora térmica innovativa con "multi axis TP" mejora la impresión.

Cable de paciente "anti enrollamiento" facilita la colocación en el paciente.

Formatos de salida: PDF, HLT, XML, PNG, SCP, ZQECG. DICOM.




USB

INFRARED



iMAC 12





Máquina PAD ECG de 6 canales de gama alta

Pantalla táctil a todo color de 10,1 pulgadas.
ECG de 12 canales en tiempo real, Impresión de 3, 6 o 12 canales.
Intuitivo y fácil - Teclas de función directas
Transferencia al PC para almacenamiento de las grabaciones del ECG vía Ethernet
Los Informes de ECG se envían por correo electrónico a un PC o a un Smartphone
vía WiFi o WLAN directamente XML, PDF, HL7, DICOM y PNG para transferencia de
datos de ECG a un PC, PACS o sistema de información vía Ethernet
La revisión en pantalla de su ECG ahorra papel y repeticiones de ECG.
Detección de marcapasos de alta fiabilidad. Doble pico
Batería recargable para uso móvil de alta duración
Memoria de 1000 ECG, ampliable por tarjeta SD, disco flash USB .
Impresión en línea de 6 canales (opcionalmente con una impresora láser externa)

Glasgow ECG algoritmo interpretativo.

El Algoritmo mundialmente renombrado Glasgow, evalúa junto al ECG, la edad, Sexo, raza y medicación para maximizar la exactitud del diagnóstico.
El algoritmo ECG de Glasgow es especialmente adecuado, en el chequeo agudo del corazón y Diagnóstico del Infarto agudo de miocardio, la Isquemia, la fibrilación ventricular, la taquicardia y bradicardias extremas, las arritmias etc.



Monitor táctil de 10,4"

